



Verwenden Sie die gleiche Putztechnik wie bei einer herkömmlichen Handzahnbürste. Zahnärzte empfehlen, die Zähne mindestens 3 mal täglich zwei Minuten zu reinigen.



Das praktische Wechselsystem ermöglicht Ihnen, den Bürstenkopf nach spätestens 3 Monaten Gebrauch auszuwechseln (zahnärztliche Empfehlung).



Die TRISA Sonicpower ist mit einem wiederaufladbarem Akku oder mit Wechselbatterien erhältlich.



Die wechselbaren Aufsteckbürsten werden mit recykliertem Kunststoff hergestellt. So leisten wir einen aktiven Beitrag für die Umwelt.



MAW-vd2224-01_04/2022 426407



Für mein schönstes Lachen

TRISA Sonicpower


DIE SCHALLZAHNBÜRSTE FÜR BESONDERS SAUBERE ZÄHNE

Die TRISA Sonicpower verbindet den Anwendungskomfort einer manuellen Zahnbürste mit den Vorzügen einer Schallzahnbürste. Schallvibrierende Borsten ermöglichen eine äusserst gründliche Reinigung der Zähne bei bestmöglicher Schonung des Zahnfleisches. Entwickelt und hergestellt in der Schweiz.

PRO INTERDENTAL



Interdental-Borsten in Kombination mit hochfrequenten Schallbewegungen ermöglichen eine bis zu 9x bessere Reinigung in den Zahnzwischenräumen.*




Die längeren Interdental-Borsten reinigen tief in den Zahnzwischenräumen. Die kürzeren Cleaning-Borsten befreien die Zahnoberfläche gründlich von Plaque.



COMPLETE PROTECTION



Das innovative «Complete Protection» - Borstenfeld in Kombination mit hochfrequenten Schallbewegungen reinigt über 30 Prozent effizienter.*



Das wissenschaftlich entwickelte «Complete Protection» - Borstenfeld entfernt Plaque hocheffizient und schützt sowohl die Zähne als auch Zahnfleisch.



* im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste (ADA Zahnbürste)