



SPACE BRUSH

Die innovative TRISA Space Brush ist eine flexible, metallfreie Interdentälbürste für die besonders schonende Pflege der Zahnzwischenräume. Die weiche Funktionsspitze ermöglicht eine einfache Einführung in die Zahnzwischenräume. Die einzigartige TRISA Dreikant-Borstenanordnung schützt das Zahnfleisch und sorgt für eine gezielte Reinigung der Problemzonen. Die Polierlamellen dienen der gründlichen Reinigung und helfen Speisereste als auch Verfärbungen zu entfernen.



DENTAL STICKS

AUS FSC-ZERTIFIZIERTEM BIRKENHOLZ

Die beliebten TRISA Zahnhölzer entfernen zuverlässig Speisereste zwischen den Zähnen. Die charakteristische Dreiecks-Form der Zahnhölzer sorgt für eine gründliche Reinigung. Gleichzeitig hilft diese Form Zahnfleischverletzungen vorzubeugen, welche durch die Anwendung von runden Zahnhölzern vorkommen können.

ZUNGENREINIGER

Die TRISA Zungenreiniger entfernen zuverlässig Bakterien und Stoffwechselrückstände von der Zunge, welche für unangenehmen Mundgeruch verantwortlich sind. TRISA Zungenreiniger überzeugen durch ihre einfache und angenehme Anwendung nach dem Zähneputzen und sorgen für langanhaltend frischen Atem. Auch als Kompakt-Version mit kleineren Reinigungselementen erhältlich.



TRISA AG | CH-6234 Triengen | Switzerland
Phone +41 (0)41 935 35 35 | www.trisa.ch | bestellung@trisa.ch

MAW-vd2200-01_04/2022 426334

Für mein schönstes Lachen

Interdentalreinigung



Finest Swiss Oral Care 



ZAHNSEIDE

Die Zahnseide ist ein nützliches Hilfsmittel zur Zahnzwischenraumreinigung, besonders für Personen, die eine leichte Zahnfleischentzündung (Gingivitis) aufweisen und deren Zahnzwischenräume für Interdentalbürsten zu eng sind. Zahnseiden helfen der Neubildung von Plaque sowie Verfärbungen entgegenzuwirken. TRISA bietet ein umfassendes Sortiment an Zahnseiden für sämtliche Bedürfnisse.



NATURAL CLEAN

- Zahnseide ist mit pflanzlichem Wachs beschichtet und besteht zu 99% aus dem nachwachsenden Rohstoff Rizinusöl
- Die Box besteht zu 85% aus recykliertem Kunststoff
- Hilft der Neubildung von Plaque sowie Verfärbungen entgegenzuwirken
- Minz-Geschmack



COMFORT EXPANDER + Xylitol

- Zahnseide quillt bei der Anwendung auf – für eine besonders schonende Reinigung zwischen den Zähnen
- Besonders geeignet für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch
- Passend für grössere Zahnzwischenräume
- Minz-Geschmack



EASY WAXED + Xylitol

- Zahnseide mit feinem Wachsüberzug für eine einfachere Einführung in die Zahnzwischenräume
- Passend für alle Zahnzwischenräume
- Minz-Geschmack
- Auch in der praktischen **Travel-Variante (10 m)** erhältlich



CHARCOAL + Xylitol

- Gewachste Zahnseide mit Aktivkohle-Beschichtung
- Reinigt Zahnzwischenräume effektiv und hilft Plaque und Speisereste zu entfernen
- Hilft oberflächige Verfärbungen in den Zahnzwischenräumen zu beseitigen
- Passend für alle Zahnzwischenräume
- Minz-Geschmack



EXPERT FLOSS

- Aufquellende Zahnseide
- Entwickelt für die Reinigung von grossen Zahnzwischenräumen, Zahnspangen, Brücken und Implantaten
- Verstärkte Enden ermöglichen exaktes Einfädeln
- Die flauschige Zahnseide quillt bei der Anwendung auf und passt sich an die verschiedenen Grössen der Zahnzwischenräume an
- Minz-Geschmack



SUPER SLIDE + Xylitol

- Extra flache Zahnseide (Tape)
- Glatte, breite Oberfläche für eine effiziente Reinigung
- Hohe Reissfestigkeit
- Passend für besonders enge Zahnzwischenräume
- Minz-Geschmack

INTERDENTALBÜRSTEN



TRISA Interdentalbürsten dienen der besonders effizienten Reinigung der Zahnzwischenräume und sind ideal für schwer zugängliche Stellen. Die TRISA Interdentalbürsten überzeugen durch die ultraweichen Borsten in der Einführungszone, den flexiblen Griff für optimale Zugänglichkeit und die praktische Hygieneschutzkappe, welche gleichzeitig zur Verlängerung des Griffes dient. Da nicht alle Interdentalräume gleich gross sind, bietet TRISA verschiedene Bürstendurchmesser an. Bei der Grössenwahl gilt darauf zu achten, dass der Zahnzwischenraum durch die Interdentalbürste satt ausgefüllt wird.

Bei der Grössenwahl gilt darauf zu achten, dass der Zahnzwischenraum durch die Interdentalbürste satt ausgefüllt wird.

